

Krabička pro mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml PS | HEATHROW SCIENTIFIC

Krabička pro uchování a transport vzorků

- Dobře izolující plné dno a těsnící víčko
- Stojánek pro 50 mikrozkušavek lze použít i pro kryozkušavky 1,2 ml (max. výška 44 mm)

Technické parametry

Materiál:

pěnový PS



Krabička pro mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml PS

Počet mikrozkušavek	Uspořádání otvorů	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	5 × 10	210 × 110 × 71	1	R444371
100	5 × 20	338 × 95 × 63	1	R149641