

Krabička sušící Desi-Can

Regenerovatelná náplň silikagelu v kovové krabičce

- Použití pro skříňové exsikátory, kapacita pro vysušení prostoru 85 l
- Nyní s novým indikátorem nasycení v horní části krabičky - mění barvu z růžové do zelené

Technické parametry

Materiál krabičky:	hliník
Náplň:	40 g silikagelu
Doba regenerace :	3 hod při 160 °C
Rozměr:	53 x 102 x 12 mm
Hmotnost:	56 g



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička sušící Desi-Can	1	A460000