

KŘEMÍK - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Si**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319
Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Prvek/Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
Na ₂ SiO ₃	1 000	0,5 % NaOH	100 ml	R.2351.1
Si	1 000	H ₂ O	100 ml	R.2350.1
Si	1 000	H ₂ O	500 ml	R.2350.2