

Kryo-kazety CryoSette™

Pro uchovávání zmražených tkání

- Kazety s komůrkou se šroubovacím uzávěrem pro sbírky, uchovávání a transport zmražených tkání
- Vzorky lze skladovat v mrazicím boxu nebo v Dewarových nádobách při -196 °C (vždy pouze v plynné fázi tekutého dusíku!)
- Nádobky lze popisovat z čelní strany nebo zespoda vložit tenký karton a lze je též opatřit barevnými štítky
- Vhodné pro širokou škálu vzorků různých typů laboratoří

Technické parametry

Materiál kazety:	vysokohustotní POM (polyacetal)
Materiál víčka:	HDPE (vysokohustotní polyethylen)
Objem komůrky na vzorky:	2,5 ml
Rozměr komůrky na vzorky (průměr × výška):	18 mm × 10,5 mm
Rozměr celé kazety (šířka × délka × výška):	24 mm × 38 mm × 11 mm



Kryo-kazeta CryoSette™



Základna kryo-kazety CryoSette™ s čelní popisovací plochou



Šroubovací víčko kryo-kazety CryoSette™

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kryo-kazety CryoSette™	250	U009560

CryoSette stojánky s víkem

Úložné boxy pro kryo-kazety CryoSette, z polypropylenu či polykarbonátu

- Kompatibilní se všemi současnými systémy na uchovávání zmražených vzorků
- Silné stěny minimalizují riziko deformace stojánku vlivem teplotních změn
- Vhodné pro uchovávání v plynné fázi tekutého dusíku
- Západy umožňují uzamčení stojánku pro 21 kryo-kazet (kat. č. U095621)
- Stojánek pro 40 kryo-kazet lze autoklávovat 20 minut při 120 °C

Technické parametry

Model	Stojánek pro 21 kryo-kazet	Stojánek pro 40 kryo-kazet
Materiál	polypropylen	polykarbonát
Teplotní rozmezí	−196 °C až +110 °C	−196 °C až +120 °C
Rozměry (šířka × délka × výška)	85,5 × 127,8 × 41,6 mm	133 × 133 × 52 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek pro 21 kryo-kazet	10	U095621
Stojánek pro 40 kryo-kazet včetně oddělovače	10	U095640



CryoSette™ stojánek pro 21 kryo-kazet



CryoSette™ stojánek pro 21 kryo-kazet



CryoSette™ stojánek pro 40 kryo-kazet



CryoSette™ stojánek pro 40 kryo-kazet

Barevné inserty pro kryo-kazety CryoSette

Barevné vložky v pěti barvách pro snazší orientaci v preparátech

- Pro vkládání do prohlubně v pravé části čelní strany CryoSette kazety
- Identické inserty použitelné pro 5,0ml centrifugační zkumavky ClickLok Simport



Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	500	U009571
zelená	500	U009572
lila	500	U009573
červená	500	U009574
žlutá	500	U009575



CryoSette příslušenství

- Popisovací kartonový štítek a průhledný plastový kryt pro umístění na dně CryoSette kryo-kazety
- Oddělovací mřížka do CryoSette stojáнку pro 40 kryo-kazet

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Popisovací štítek z kartonu pro CryoSette kazety	100	U956214
Průhledný plastový kryt kartonového štítku	100	U956421
Oddělovací mřížka do CryoSette stojáнку (kat.č. U095640)	6	U095641



Popisovací kartonový štítek na dně CryoSette kryo-kazety

Oddělovací mřížka do CryoSette stojánu pro 40 kryo-kazet