

Kryokonzervační médium Bambanker HRM

Zamrazovací médium pro dlouhodobé uchovávání embryonálních kmenových buněk a indukovaných pluripotentních kmenových buněk

- Bez séra, neobsahuje hovězí sérový albumin ani jiné živočišné složky
- Obsahuje pouze lidský albumin
- Obsahuje 10 % DMSO pro zamezení tvorby ledových krystalků
- Umožňuje dlouhodobé skladování buněk při -80 °C až -196 °C
- Připraveno pro okamžité použití
- Dlouhé datum trvanlivosti

Technické parametry

Teplota skladování:

+2 až +10 °C



Kryokonzervační médium Bambanker HRM

Objem (ml)	Katalogové číslo
20	N010802
100	N010803