

Kryozkumavka s vnějším šroubovacím uzávěrem s těsněním | SIMPORT

Zkumavky zamražovací se silikonovým těsnícím "O" kroužkem ve víčku

- Stojící zkumavky mají uchycení do stojánku
- Sterilizované gama-zářením, nepyrogenní, bez DNáz, RNáz a DNA
- Centrifugovány mohou být pouze zkumavky s kulatým dnem, maximálně do 17 000 g


Technické parametry

Materiál zkumavky:

PP

Materiál víčka:

PP, pro zkumavky 10 ml HDPE



Zkumavky zamražovací s vnějším šroubovacím uzávěrem s těsněním



Zkumavka stojící 2,0 ml s vnějším šroubovacím uzávěrem s těsněním

Objem (ml)	Typ dna zkumavky	Průměr × výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,2	stojící	12,5 × 43,0	100	R531431
2,0	kulaté	12,5 × 48,0	100	R531531
2,0	stojící	12,5 × 49,0	100	R531631
3,0	stojící	12,5 × 72,0	100	R531731
4,0	stojící	12,5 × 78,0	100	R531831
5,0	stojící	12,5 × 92,0	100	R531931
10,0	stojící	17,0 × 84,0	50	R616871