

Kryozkumavka s vnějším šroubovacím uzávěrem | SIMPORT


Zkumavky zamrazovací se speciálně tvarovaným těsnícím víčkem

- Sterilizované gama-zářením, nepyrogeenní, bez DNáz, RNáz a DNA
- Stojící zkumavky mají uchycení do stojánku
- Centrifugovány mohou být pouze zkumavky s kulatým dnem, maximálně do 17 000 g
- Zkumavky by před zamražením měly být naplněny maximálně do 90 % svého objemu

Technické parametry

Materiál zkumavky a víčka :

PP



Zkumavky zamrazovací s vnějším šroubovacím uzávěrem



Zkumavka 2,0 ml s vnějším šroubovacím uzávěrem

Objem (ml)	Typ dna zkumavky	Průměr × výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,2	stojící	12,5 × 43,0	100	R529031
2,0	kulaté	12,5 × 48,0	100	R529131
2,0	stojící	12,5 × 49,0	100	R529231
3,0	stojící	12,5 × 72,0	100	R529331
4,0	stojící	12,5 × 78,0	100	R529431
5,0	stojící	12,5 × 92,0	100	R529531