

Kryozkumavka s vnitřním šroubovacím uzávěrem | RATIOLAB

Zkumavky zamrazovací o objemu 1,2 - 5 ml se speciálním těsněním ve víčku

- Sterilizované gama-zářením, bez DNáz, DNA, pyrogenů, ATP a PCR inhibitorů
- Se stupnicí a popisovací plochou
- Centrifugovány mohou být pouze zkumavky s kulatým dnem, maximálně do 19 000 g
- Vhodné až do -190 °C
- Zkumavky by měly být před zamražením naplněny maximálně do 90 % svého objemu

Technické parametry

Materiál: zkumavka - PP, víčko - PE a TVP



Kryozkumavky s vnitřním šroubovacím uzávěrem 5-1,2 ml

Objem (ml)	Typ dna zkumavky	Rozměry průměr x výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,2	stojící	12,3 x 43	50	R511013
2	kulaté	12,3 x 47	50	R511025
2	stojící	12,3 x 48	50	R511024
4	kulaté	12,3 x 75	50	R511042
4	stojící	12,3 x 76	50	R511041
5	kulaté	12,3 x 90	50	R511052
5	stojící	12,3 x 91	50	R511051