

KYSELINA 5-SULFOSALICYLOVÁ DIHYDRÁT


dihydrát 5-salicylsulfoniové kyseliny

CAS: 5965-83-3

Vzorec: $C_7H_6O_6S \cdot 2 H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	254,22
Hustota:	0,8 g·cm ⁻³
Indikátor:	Fe ^{III}
Připravený roztok:	1,0-5,0 g v 100 ml H ₂ O
Bezp. věty (GHS):	H302-H315-H319-H335



KYSELINA 5-SULFOSALICYLOVÁ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	100 g	K 73101
p.a.	500 g	K 73103
p.a.	1 kg	K 73102

KYSELINA 5-SULFOSALICYLOVÁ DIHYDRÁT

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	100 g	R.4119.1
min 99 %, pro biochemii	500 g	R.4119.2
min 99 %, pro biochemii	1 kg	R.4119.7