

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

CAS: 7647-01-0

Vzorec: HCl

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	36,46
Hustota:	1,18 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H335-H290

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
35 %, čistá	1 l	K 12301
35 %, čistá	5 l	K 12302
35 %, p.a.	1 l	K 12101
35 %, p.a.	2,5 l	K 12104
35 %, p.a.	5 l	K 12102
35 %, p.a.	10 l	K 12103
35 %, p.a., dearzenizovaná obsah As max 0,000005%	1 l	K 12191

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

Čistota	Bezp. věty (GHS)	Obal	Balení	Katalogové číslo
5 %, technická	H290	plast	1 l	R.4328.1
5 %, technická	H290	plast	2,5 l	R.4328.2
5 %, technická	H290	plast	5 l	R.4328.3
5 %, technická	H290	plast	10 l	R.4328.4
10 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	1 l	R.0710.4
10 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	2,5 l	R.0710.1
10 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	5 l	R.0710.2
10 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	10 l	R.0710.3
15 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	1 l	R.4322.1
15 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	2,5 l	R.4322.2
15 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	5 l	R.4322.3
15 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	10 l	R.4322.4

20 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	1 l	R.4326.1
20 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	2,5 l	R.4326.2
20 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	5 l	R.4326.3
20 %, technická	H290-H335-H315-H319	plast	10 l	R.4326.4
25 %, technická	H314-H290-H335	plast	1 l	R.0992.4
25 %, technická	H314-H290-H335	plast	2,5 l	R.0992.1
25 %, technická	H314-H290-H335	plast	10 l	R.0992.2
25 %, technická	H314-H290-H335	plast	25 l	R.0992.3
25 %, extra čistá	H314-H290-H335	plast	1 l	R.X897.1
25 %, extra čistá	H314-H290-H335	plast	2,5 l	R.X897.2
25 %, extra čistá	H314-H290-H335	plast	10 l	R.X897.3
ROTIPURAN® min 25 % p.a., ISO	H314-H290-H335	sklo	1 l	R.6331.1
ROTIPURAN® min 25 % p.a., ISO	H314-H290-H335	plast	1 l	R.6331.3
ROTIPURAN® min 25 % p.a., ISO	H314-H290-H335	sklo	2,5 l	R.6331.2
ROTIPURAN® min 25 % p.a., ISO	H314-H290-H335	plast	2,5 l	R.6331.4
ROTIPURAN® min 25 % p.a., ISO	H314-H290-H335	plast	25 l	R.6331.7
30 %, technická	H314-H290-H335	plast	1 l	R.9280.3
30 %, technická	H314-H290-H335	plast	10 l	R.9280.1
30 %, technická	H314-H290-H335	plast	25 l	R.9280.4
30 %, technická	H314-H290-H335	plast	33 kg	R.9280.2
ROTIPURAN® SUPRA 30 %, supra-čistá	H314-H290-H335	plast	1 l	R.NE57.2
ROTIPURAN® SUPRA 30 %, supra-čistá	H314-H290-H335	plast	2,5 l	R.NE57.3
32 %, extra čistá	H314-H290-H335	plast	1 l	R.X896.1
32 %, extra čistá	H314-H290-H335	plast	2,5 l	R.X896.2
32 %, extra čistá	H314-H290-H335	plast	10 l	R.X896.3
32 %, extra čistá	H314-H290-H335	plast	25 l	R.X896.7
ROTIPURAN® min 32 %, p.a., ISO	H314-H290-H335	sklo	1 l	R.P074.1
ROTIPURAN® min 32 %, p.a., ISO	H314-H290-H335	plast	1 l	R.P074.3
ROTIPURAN® min 32 %, p.a., ISO	H314-H290-H335	sklo	2,5 l	R.P074.2
ROTIPURAN® min 32 %, p.a., ISO	H314-H290-H335	plast	2,5 l	R.P074.4
37 %, technická	H290-H314-H335	sklo	1 l	R.7476.1
37 %, technická	H290-H314-H335	sklo	2,5 l	R.7476.2
37 %, technická	H290-H314-H335	plast	10 l	R.7476.3
37 %, technická	H290-H314-H335	plast	25 l	R.7476.4
37 %, extra čistá	H290-H314-H335	sklo	1 l	R.9277.1
37 %, extra čistá	H290-H314-H335	plast	1 l	R.9277.4
37 %, extra čistá	H290-H314-H335	sklo	2,5 l	R.9277.2
37 %, extra čistá	H290-H314-H335	plast	2,5 l	R.9277.5
37 %, extra čistá	H290-H314-H335	plast	10 l	R.9277.3

ROTIPURAN® 37 % p.a., ACS, ISO	H290-H314-H335	sklo	1 l	R.4625.1
ROTIPURAN® 37 % p.a., ACS, ISO	H290-H314-H335	sklo	2,5 l	R.4625.2
ROTIPURAN® 37 % p.a., ACS, ISO	H290-H314-H335	plast	10 l	R.4625.3
ROTIPURAN® 37 %, p.a., ISO max. 0,005 ppm Hg	H290-H314-H335	sklo	1 l	R.X942.1
ROTIPURAN® 37 %, p.a., ISO max. 0,005 ppm Hg	H290-H314-H335	sklo	2,5 l	R.X942.2
37 %, VLSI Grade	H290-H314-H335	plast	2,5 l	R.9787.1
37 % dýmavá, Ph.Eur.	H290-H314-H335	sklo	1 l	R.2607.1
37 % dýmavá, Ph.Eur.	H290-H314-H335	sklo	2,5 l	R.2607.2
37 % dýmavá, Ph.Eur.	H290-H314-H335	plast	10 l	R.2607.3
37 % dýmavá, Ph.Eur.	H290-H314-H335	plast	25 l	R.2607.4
0,75% roztok v 70% EtOH pro histologii	H225-H290-H319	plast	500 ml	R.9969.1
0,75% roztok v 70% EtOH pro histologii	H225-H290-H319	plast	1 l	R.9969.2
0,75% roztok v 70% EtOH pro histologii	H225-H290-H319	plast	5 l	R.9969.3
3% roztok v EtOH pro histologii	H225	plast	500 ml	R.6477.1
3% roztok v EtOH pro histologii	H225	plast	1 l	R.6477.2
3% roztok v EtOH pro histologii	H225	plast	5 l	R.6477.3

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 35% ROTIPURAN® SUPRA

pro přípravu vzorků pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	34-37 %
Bromidy (Br):	max 0,001 %
Volný chlor (Cl):	max 0,00005 %
Celkový fosfor (P):	max 0,000001 %
Celková síra (S):	max 0,00003 %
Obsah kovových příměsí :	max 1 ppb

Čistota	Balení	Katalogové číslo
supra čistá, ppb kvalita	500 ml	R.HN53.1
supra čistá, ppb kvalita	1 l	R.HN53.2
supra čistá, ppb kvalita	2,5 l	R.HN53.3
supra čistá, ppb kvalita	4 l	R.HN53.4

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 34% ROTIPURAN® ULTRA

pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	32-35 %
Obsah kovových příměsí :	max 50 ppt

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ultra čistá, ppt kvalita	200 ml	R.HN63.1
ultra čistá, ppt kvalita	500 ml	R.HN63.2
ultra čistá, ppt kvalita	1 l	R.HN63.3
ultra čistá, ppt kvalita	2 l	R.HN63.4