

KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ HYDRÁT**Vzorec:** $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ **KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ HYDRÁT**

hydrát hexachloroplaticité kyseliny

CAS: 26023-84-7**Vzorec:** $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	409,79 + x H_2O
Hustota:	2,43 $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$
Bezp. věty (GHS):	H301-H314-H317-H334-H411

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	1 g	R.5626.1
ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	5 g	R.5626.2

KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ HEXAHYDRÁT

hexahydrát hexachloroplaticité kyseliny

CAS: 18497-13-7**Vzorec:** $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	517,88
Bezp. věty (GHS):	H301-H334-H314-H317

Čistota	Balení	Katalogové číslo
~40 % Pt	1 g	R.9014.1
~40 % Pt	5 g	R.9014.2