

KYSELINA α -FOSFOREČNÁ

kyselina trihydrogenfosforečná

CAS: 7664-38-2

Vzorec: H_3PO_4

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	98,00
Hustota:	1,71 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314

KYSELINA α -FOSFOREČNÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
85 %, Ph.Eur.	1 l	R.2608.1
85 %, Ph.Eur.	2,5 l	R.2608.2
85 %, Ph.Eur.	5 l	R.2608.3
85 %, Ph.Eur.	10 l	R.2608.4
75 %, extra čistá	1 l	R.2614.1
75 %, extra čistá	2,5 l	R.2614.2
75 %, extra čistá	5 l	R.2614.3
75 %, extra čistá	10 l	R.2614.4
25 %, čistá	1 l	R.4332.1
25 %, čistá	2,5 l	R.4332.2
25 %, čistá	5 l	R.4332.3
25 %, čistá	10 l	R.4332.4
40 %, čistá	1 l	R.4334.1
40 %, čistá	2,5 l	R.4334.2
40 %, čistá	5 l	R.4334.3
40 %, čistá	10 l	R.4334.4
50 %, čistá	1 l	R.4336.1
50 %, čistá	2,5 l	R.4336.2
50 %, čistá	5 l	R.4336.3
50 %, čistá	10 l	R.4336.4
ROTIPURAN® min 85 % p.a., ACS, ISO	1 l	R.6366.1
ROTIPURAN® min 85 % p.a., ACS, ISO	2,5 l	R.6366.2
85 %, extra čistá	1 l	R.9079.1
85 %, extra čistá	2,5 l	R.9079.2

85 %, extra čistá	10 l	R.9079.3
85 % VLSI Grade	2,5 l	R.9788.1

KYSELINA *o*-FOSFOREČNÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
75 %, čistá	1 l	K 08311
85 %, čistá	1 l	K 08301
85 %, p.a.	1 l	K 08101
85 %, p.a.	2,5 l	K 08102
85 %, p.a.	5 l	K 08103