

KYSELINA *p*-HYDROXYBENZOOVÁ


4-karboxyfenol, kyselina *p*-salicylová

CAS: 99-96-7

Vzorec: C₇H₆O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	138,12
Hustota:	1,46 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.3872.4
min 98 %, pro biochemii	100 g	K 45501
min 98 %, pro biochemii	500 g	R.3872.2
min 98 %, pro biochemii	1 kg	R.3872.3