

KYSELINA SALICYLOVÁ

kyselina 2-hydroxybenzoová

CAS: 69-72-7

Vzorec: C₇H₆O₃


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

138,12

Bezp. věty (GHS):

H302-H318



KYSELINA SALICYLOVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistá	1 kg	K 17301
p.a.	500 g	K 17102

KYSELINA SALICYLOVÁ

Technické parametry

Hustota:

1,44 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	500 g	R.9268.2
min 99 %, pro biochemii	1 kg	R.9268.1
min 99 %, pro biochemii	2,5 kg	R.9268.3
min 99 %, Ph.Eur.	250 g	R.8626.1
min 99 %, Ph.Eur.	1 kg	R.8626.2
min 99 %, Ph.Eur.	2,5 kg	R.8626.3

min 99 %, p.a., ACS	250 g	R.2723.1
min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.2723.2
min 99 %, p.a., ACS	1 kg	R.2723.3
ROTI®CALIPURE standard pro bod tání 158-160 °C	1 g	R.9731.1