

KYSELINA SORBOVÁ


kyselina 2,4-hexadienová, kyselina hexa-2,4-dienová

CAS: 110-44-1

Vzorec: C₆H₈O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	112,13
Hustota:	1,20 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, Ph. Eur., extra čistá pro biochemii	250 g	K 70501
min 99 %, Ph. Eur., extra čistá pro biochemii	500 g	K 70502
min 99 %, Ph. Eur., extra čistá pro biochemii	1 kg	K 70503
ROTICHROM® Pracovní standard	100 mg	R.NC15.1
ROTI®STAR Primární standard	100 mg	R.NE15.1