

KYSELINA SULFAMOVÁ


kyselina amidosulfonová, kyselina amidosírová

CAS: 5329-14-6

Vzorec: H₃NO₃S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	97,09
Hustota:	2,13 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H412



KYSELINA SULFAMOVÁ

KYSELINA SULFAMOVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	250 g	K 23102
p.a.	1 kg	K 23101

KYSELINA SULFAMOVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, krystalická	250 g	R.4714.3
min 99 %, krystalická	1 kg	R.4714.1
min 99 %, krystalická	5 kg	R.4714.2
min 99 %, krystalická	25 kg	R.4714.7
min 99,3 %, p.a., ACS	500 g	R.P725.1
min 99,3 %, p.a., ACS	1 kg	R.P725.2
min 99,3 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.P725.3