

Kyveta elektroporační

Kyvety pro transformaci DNA a siRNA do různých typů buněk

- Kompatibilní s většinou elektroporačních systémů
- Vyrobeno v čistém prostředí
- Barevně odlišená víčka podle šířky mezery
- Kyvety jsou baleny jednotlivě

Technické parametry

Materiál kyvety :

PC

Materiál elektrody:

hliník



Kyveta elektroporační 100 µl



Kyveta elektroporační 450 µl



Kyveta elektroporační 850 µl

Objem (µl)	Šířka mezery (mm)	Barva víčka	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	1	oranžová	50	R.PP38.1
450	2	zelená	50	R.PP39.1
850	4	černá	10	R.PP40.1