

Kyveta NMR Rotilabo®

Zkumavky pro NMR s uniformní tloušťkou stěny a čočkovitým tvarem dna

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo 3,3
Délka :	178 +mn;0,5 mm
Vnější průměr:	4,95 +mn;0,05 mm
Vnitřní průměr:	4,15 +mn;0,05 mm
Síla stěny:	0,38 mm
Odchylka od rovnosti:	+mn;0,07 mm
Frekvence:	100-300 MHz



Kyvety

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kyvety NMR	50	R.HX58.1

Víčka

Technické parametry

Materiál:	EVA (ehylenvinylacetát)
-----------	-------------------------

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Víčka pro kyvety NMR	1000	R.HX59.1