

## Kyveta spektroskopická PS a PMMA

Kyvety na jedno použití pro viditelnou i UV oblast

### Technické parametry

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Optická dráha:                           | 10 mm      |
| Max. variabilita absorpce mezi kyvetami: | ±1%        |
| Rozměr víčka:                            | 10 × 10 mm |

| Materiál | Rozsah použití |
|----------|----------------|
| PS       | 340-800 nm     |
| PMMA     | 280-800 nm     |



Kyveta spektroskopická

| Optický PS                 |            |             |                  | UV-grade PMMA              |            |             |                  |
|----------------------------|------------|-------------|------------------|----------------------------|------------|-------------|------------------|
| Popis                      | Objem (ml) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Popis                      | Objem (ml) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| Standardní kyvety          | 4,5        | 100         | K001937          | Standardní kyvety          | 4,5        | 100         | K001939          |
| Semi-mikro kyvety          | 1,5        | 100         | K001938          | Semi-mikro kyvety          | 1,5        | 100         |                  |
| Semi-mikro kyvety          | 2,5        | 100         | K001940          | Semi-mikro kyvety          | 2,5        | 100         | K001941          |
| Kyvety se 4 čířmi stranami | 4,5        | 100         | K001960          | Kyvety se 4 čířmi stranami | 4,5        | 100         | K001961          |
| Víčka na kyvety (PE)       | -          | 1000        | K001962          | Víčka na kyvety (PE)       | -          | 1000        |                  |