

Laboratorní vozíky



Vozík s plastovými poličkami

Kompaktní vozík s gumovými kolečky

- Brzda na dvou kolečkách
- Výška střední poličky nastavitelná po 25 mm (verze se třemi poličkami)
- Horní odkládací polička s integrovaným držadlem
- Dvě nebo tři odkládací poličky z PE se zvýšeným okrajem

Technické parametry

Barva:	šedá
Maximální nosnost poličky:	60 kg
Vzdálenost mezi poličkami (verze se dvěma poličkami):	55 cm

Počet poliček	Rozměry (mm)	Výška (mm)	Vzdálenost mezi poličkami (mm)	Užitná plocha poliče (mm)	Katalogové číslo
2	940 x 540	860	550	730 x 470	R149271
3	940 x 540	860	250	730 x 470	R149371
2	940 x 690	1000	550	880 x 620	R149471
3	940 x 690	1000	250	880 x 620	R149571



Vozík s plastovými poličkami

Vozík z nerezové oceli

Vozík s hladkými povrchy bez výstupků a spojovacích šroubů pro snadné čištění

- 2, 3 nebo 4 poličky
- Velká antistatická kolečka, na dvou bezpečnostní brzda

Technické parametry

Rozměr poličky:	80 x 50 cm
Maximální nosnost poličky:	40 kg
Průměr koleček:	15 cm

Počet poliček	Rozměry (cm)	Výška (cm)	Vzdálenost mezi poličkami (cm)	Hmotnost (kg)	Katalogové číslo
2	90 x 60	94	59	15	R003351
3	90 x 60	94	28	22	R120661
4	90 x 60	120	28	27	R949771



Vozík z nerezové oceli

Vozík s drátěnými košíky

- Konstrukce z ocelových trubek, drátěné košíky potažené měkkým plastem
- Možnost vkládání rozdělovacích přepážek do košíku - přepážku nutno objednat samostatně

Technické parametry

Rozměry:	41 x 73 x 85 cm, celková výška 97 cm
Objem horního košíku:	65 l
Objem dolního košíku:	24 l
Maximální nosnost košíků:	30 kg
Průměr koleček:	10 cm
Rozměr přepážky:	37 x 24 cm
Hmotnost:	13,5 kg

Popis	Katalogové číslo
Vozík s drátěnými košíky	R192751
Rozdělovací přepážka	R200162



Vozík s drátěnými košíky