

Ladící standard A pro ICP-MS v roztoku (6 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	6
Matrice:	1% HNO ₃
Objem:	250 ml
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (µg/l)
Be	10
In	2
Bi	2
Ce	2
Co	5
Mn	5

Popis	Specifikace	Katalogové číslo
Standard pro ICP-MS v roztoku	6 prvků	R.0900.2