

Ladící standard pro ICP-MS v roztoku (6 prvků, 1 µg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	6
Matrice:	2% HNO ₃
Složení standardu - prvky:	Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Popis	Specifikace	Balení	Katalogové číslo
Standard pro ICP-MS v roztoku	6 prvků, 1 µg/l	100 ml	R.6806.1
Standard pro ICP-MS v roztoku	6 prvků, 1 µg/l	500 ml	R.6806.2