

Láhev pro média silnostěnná úzkohrdlá hranatá PC | AZLON

Opakovaně použitelná čirá láhev pro média s modrým šroubovacím víčkem bez vnitřních těsnících vložek

- Nerozbitná, dokonale těsnící láhev s reliefní orientační stupnicí
- Ideální pro přípravu a uchovávání biologických médií, reagensů a vodných roztoků
- Láhev lze opakovaně autoklávovat při teplotě 121 °C - výrobce doporučuje nepřekročit 10 autoklávovacích cyklů
- Praktický čtvercový profil šetří při ukládání místo

Technické parametry

Materiál láhve:

čirý PC

Materiál víčka:

modře probarvený PP



Láhev hranatá pro média PC úzkohrdlá

Objem (ml)	Výška (mm)	Rozměry (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	139	59 × 59	28	24	S230250
500	172	73 × 73	28	12	S230500
1 000	213	92 × 92	28	12	S231001
2 000	266	115 × 115	40	6	S232001