

Láhev reagenční hnědá se šroubovacím uzávěrem

Hranatá nebo kulatá láhev s modrým uzávěrem s odtrhovacím bezpečnostním kroužkem

- Láhev pro uchovávání chemikálií citlivých na světlo

Technické parametry

Materiál láhve:

sodnodraselné sklo

Materiál uzávěru a těsnícího kroužku:

PP



Objem (ml)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Uzávěr GL	Tvar	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	64	155	32	hranatá	1	R032821
500	77	186	32	hranatá	1	R032921
1 000	96	223	45	hranatá	1	R033021
2 500	122	285	45	kulatá	1	R184931

Láhve dodáváme komplet s PP těsnícím kroužkem a modrým víčkem s odtrhovacím kroužkem.