

Láhev reagenční širokohrdlá PE | KARTELL

S vnitřním víčkem a možností zaplombování

- Použitelná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál láhve:

PE

Materiál víčka:

PE



Láhev reagenční širokohrdlá PE

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	40	75	24	1	K000408
100	50	90	24	1	K000409
250	60	130	34	1	K000410
500	75	160	34	1	K000411
1 000	95	200	44	1	K000412
2 000	115	250	44	1	K000413