

Láhev reagenční úzkohrdlá PE | KARTELL

Láhev v bílém a šedém provedení

- S vnitřním víčkem a možností zaplombování
- Bílá láhev pro běžné použití, šedá pro fotosenzitivní materiály
- Použitelná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál láhve: PE

Materiál víčka: PE



Láhev reagenční PE úzkohrdlá bílá



Láhev reagenční PE úzkohrdlá šedá

Bílá láhev						Šedá láhev					
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	40	75	18	1	K000317	50	40	75	18	1	K003171
100	50	110	18	1	K000319	100	50	110	18	1	K003191
250	60	145	22	1	K000323	250	60	145	22	1	K003231
500	75	175	22	1	K000324	500	75	175	22	1	K003241
1 000	95	220	33	1	K000325	1 000	95	220	33	1	K003251
2 000	120	270	33	1	K000326	2 000	120	270	33	1	K003261