

Láhev s modrým šroubovacím uzávěrem, čirá | SIMAX®

Láhev s PP uzávěrem a vylévacím kroužkem.

- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!
- Láhev lze sterilizovat autoklávováním

Technické parametry

Materiál láhve: borosilikátové sklo SIMAX®

Materiál víčka: PP



Láhev s modrým šroubovacím uzávěrem

Jednotlivě					Po 10 ks				
Objem (ml)	Uzávěr	Průměr (mm)	Výška (mm)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Uzávěr	Průměr (mm)	Výška (mm)	Katalogové číslo
50	GL 32	46	91	B519207	50	GL 32	46	91	B519207.2
100	GL 45	56	106	B519209	100	GL 45	56	106	B519209.2
250	GL 45	70	143	B519212	250	GL 45	70	143	B519212.2
500	GL 45	86	181	B519216	500	GL 45	86	181	B519216.2
1 000	GL 45	101	230	B519220	1 000	GL 45	101	230	B519220.2
2 000	GL 45	136	265	B519222	2 000	GL 45	136	265	B519222.2
5 000	GL 45	181	336	B519224	5 000	GL 45	181	336	
10 000	GL 45	227	416	B519226	10 000	GL 45	227	416	