

Láhev s výpustným kohoutem | PYREX®

Láhev se zábrusovým otvorem u dna pro výpustný kohout nebo výpustný ventil



Láhev s zabroušeným hrdlem

Hrdlo láhve pro uzavírání skleněnou zábrusovou zátkou

Technické parametry

Materiál láhve:

borosilikátové sklo PYREX®

Zábrus pro výpustný kohout:

NZ 29/32

Objem (ml)	Průměr láhve (mm)	Výška láhve se zátkou (mm)	Vnitřní horní průměr hrdla (mm)	Zátka NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 000	181	333	45	45 / 40	1	S156916
10 000	227	414	60	60 / 46	1	S156918
20 000	288	508	60	60 / 46	1	S156922

Láhve dodáváme bez výpustního kohoutu - kohout se skleněným jádrem nebo PTFE ventil objednávejte samostatně.



Láhev s nezabroušeným hrdlem

Hrdlo láhve pro uzavírání gumovou zátkou

Technické parametry

Materiál láhve: borosilikátové sklo PYREX®

Zábrus pro výpustný kohout: NZ 29/32

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška láhve bez zátky (mm)	Vnitřní horní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 000	181	318	44	1	S154116
10 000	227	398	59	1	S154118
20 000	288	492	59	1	S154122

Láhve dodáváme bez výpustního kohoutu - kohout se skleněným jádrem nebo PTFE ventil objednávejte samostatně.



Příslušenství pro láhev s výpustným kohoutem

- Výpustný PTFE ventil nevyžaduje mazání

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®

Zábrus : NZ 29/32

Balení: 1 ks

Popis	Celková délka (mm)	Vnitřní průměr(mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Výpustný kohout se skleněným jádrem	95	3,0	1	S157102
Výpustný PTFE ventil	53	4,0	1	S156804



Výpustný kohout



Výpustný PTFE ventil