

Láhev se šroubovacím uzávěrem, hranatá | DURAN®

Hranatá láhev s PP uzávěrem

- Láhev včetně modrého uzávěru a vylévacího kroužku z PP lze autoklávovat (max. 140 °C)
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!

Technické parametry

Materiál láhve: borosilikátové sklo DURAN®

Materiál víčka: PP



Láhve se šroubovacím modrým víčkem, hranaté

Objem (ml)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Uzávěr GL	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	50	109	32	1	R677071
250	64	143	45	1	R677171
500	78	181	45	1	R677271
1 000	94	222	45	1	R677371