

Láhev se šroubovacím uzávěrem, širokohrdlá | DURAN®

Čirá nebo hnědá láhev s PP uzávěrem

- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!
- Láhev lze autoklávovat (max 140 °C) a ohřívat v mikrovlnné sušárně

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo DURAN®
Hrdlo láhve:	GL 80
Vnitřní průměr hrdla:	65 mm
Materiál víčka:	PP



Láhve se šroubovacím uzávěrem širokohrdlé čiré



Láhve se šroubovacím uzávěrem širokohrdlé hnědé

Čirá					Hnědá				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	95	109	1	I509911	250	95	109	1	I801111
500	101	153	1	I509921	500	101	153	1	I801121
1 000	101	223	1	I570021	1 000	101	223	1	I801221
2 000	136	253	1	I570121	2 000	136	253	1	I801321
3 500	160	276	1	I698941	3 500	160	276	1	I699141
5 000	182	315	1	I570221	5 000	182	315	1	I801421
10 000	227	390	1	I570321	10 000	227	390	1	I801521
20 000	288	485	1	I570421	20 000	288	485	1	I801621