

Láhev se šroubovacím PP uzávěrem, čirá | DURAN®

Láhev s modrým PP šroubovacím uzávěrem

- Láhev včetně modrého uzávěru a vylévacího kroužku z PP je možné autoklávovat (max 140 °C)
- Chemicky odolná barva stupnice s dlouhodobou životností nemá vliv na vlastnosti skla
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo DURAN®
Materiál víčka:	PP



Laboratorní čiré láhve se šroubovacím modrým PP víčkem



10ml čirá laboratorní láhev se šroubovacím modrým PP víčkem



1000ml čirá laboratorní láhev se šroubovacím modrým PP víčkem



3500ml čirá laboratorní láhev se šroubovacím modrým PP víčkem



20l čirá laboratorní láhev se šroubovacím modrým PP víčkem

Jednotlivě					Po 10 ks				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	GL	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	GL	Katalogové číslo
10	36	54	25	L307010.1	10	36	54	25	L307010.2
25	36	74	25	L300025.1	25	36	74	25	L300025.2
50	46	91	32	L300050.1	50	46	91	32	L300050.2
100	56	105	45	L300100.1	100	56	105	45	L300100.2
150	62	115	45	L300150.1	150	62	115	45	L300150.2
250	70	143	45	L300250.1	250	70	143	45	L300250.2
500	86	181	45	L300500.1	500	86	181	45	L300500.2
750	95	208	45	L300750.1	750	95	208	45	L300750.2
1 000	101	230	45	L301000.1	1 000	101	230	45	L301000.2
2 000	136	265	45	L302000.1	2 000	136	265	45	L302000.2
3 500	160	300	45	L303500.1	3 500	160	300	45	
5 000	182	335	45	L305000.1	5 000	182	335	45	
10 000	227	415	45	L310000.1	10 000	227	415	45	
20 000	288	510	45	L320000.1	20 000	288	510	45	