

Láhev silnostěnná úzkohrdlá HDPE s výpustným kohoutem | KARTELL

Láhev s úchyty pro přenášení

- Vhodná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál: HDPE

Kohout : 3/4"



Láhve úzkohrdlé s výpustným kohoutem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Vnější průměr hrdla (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 000	170	345	62,5	52,5	1	K001660
10 000	210	425	62,5	52,5	1	K001662
25 000	280	565	95,5	79,5	1	K001664
50 000	350	700	95,5	79,5	1	K001666

Příslušenství

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Náhradní kohout s těsněním	1	K000375
Náhradní gumové těsnění	1	K100375



Náhradní kohout s těsněním