

Láhev širokohrdlá PP | KAUTEX

Láhev s modrou orientační stupnicí

- Originální systém těsnění s prohlubní ve víčku
- Prázdnou láhev lze s nedotaženým víčkem autoklávovat

Technické parametry

Materiál láhve:	PP
Materiál víčka:	PP



Láhev širokohrdlá PP

Objem (ml)	Průměr láhve (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Výška bez víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	48,5	24,3	94	1	V383856
500	77,5	39,9	155	1	V383852
1 000	96,0	50,8	206	1	V383855