

Láhev úzkohrdlá a širokohrdlá LDPE | KAUTEX

Čirá nebo hnědá láhev pro uchovávání látek citlivých na světlo

- Originální systém těsnění s prohlubní ve víčku
- Na úzkohrdlou láhev lze dokoupit i víčko s kapátkem a PVC gumovou červenou čepičku ke kapátku

Technické parametry

Materiál víčka: LDPE

Materiál láhve: LDPE



Láhev úzkohrdlá

Čirá						Hnědá					
Objem (ml)	Průměr láhve (mm)	Průměr hrdla (mm)	Výška bez víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr láhve (mm)	Průměr hrdla (mm)	Výška bez víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
20	31,5	9,2	56,5	1	V170501	20	31,5	9,2	56,5	1	
30	33,5	9,2	68,5	1	V170502	30	33,5	9,2	68,5	1	
50	37,5	12,9	86,0	1	V170503	50	37,5	12,9	86,0	1	
100	47,0	12,9	105,0	1	V170504	100	47,0	12,9	105,0	1	
250	61,3	19,0	140,0	1	V170506	250	61,3	19,0	140,0	1	V184589
500	75,0	19,0	177,0	1	V170507	500	75,0	19,0	177,0	1	V184590
1 000	97,5	21,5	223,0	1	V170508	1 000	97,5	21,5	223,0	1	
2 000	120,0	21,5	264,0	1	V170509	2 000	120,0	21,5	264,0	1	
5 000	162,0	30,8	355,0	1	V170511	5 000	162,0	30,8	355,0	1	



Láhve úzkohrdlé LDPE KAUTEX

Láhev širokohrdlá

Čirá						Hnědá					
Objem (ml)	Průměr láhve (mm)	Průměr hrdla (mm)	Výška bez víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr láhve (mm)	Průměr hrdla (mm)	Výška bez víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	39,0	23,8	77	1	V370528	50	39,0	23,8	77	1	V384583
100	48,0	23,8	93	1	V370529	100	48,0	23,8	93	1	V384584
250	64,0	30,8	120	1	V370531	250	64,0	30,8	120	1	V384585
500	77,0	39,2	154	1	V370533	500	77,0	39,2	154	1	V384586
750	88,0	39,2	173	1	V370534	750	88,0	39,2	173	1	
1 000	95,0	50,0	205	1	V370535	1 000	95,0	50,0	205	1	V384587
2 000	120,0	50,0	247	1	V370537	2 000	120,0	50,0	247	1	



Láhev širokohrdlá LDPE čirá KAUTEX



Láhev širokohrdlá LDPE hnědá KAUTEX

Víčko s kapátkem a gumovou čepičkou

LDPE uzávěr s kapátkem pro úzkohrdlé LDPE láhve

- LDPE víčko s kapátkem se liší dle objemu láhve
- PVC gumovou červenou čepičku ke kapátkům je nutné objednávat samostatně
- Pro všechny typy víček s kapátkem je gumová čepička stejná

Technické parametry

Materiál: kapátkové víčko LDPE, uzávěr kapátka PVC


Název	Objem láhve (ml)	Délka kapátka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Víčko s kapátkem	10 - 30	27	1	V572102
Víčko s kapátkem	50 - 200	36	1	V572101
Víčko s kapátkem	250 - 500	43	1	V572100
Víčko s kapátkem	1000 - 2000	15	1	V572103
PVC gumová čepička	-	-	1	V973350



Víčko s kapátkem V572102 pro lahvičky 10 - 30 ml a V572101 pro láhve 50 - 200 ml



Víčko s kapátkem V572103 pro láhve 1 000 - 2 000 ml



PVC gumová a čepička_V973350



LDPE lahvička s kapátkem a PVC gumovou čepičkou