

Láhev úzkohrdlá HDPE s výpustným kohoutem | KAUTEX

Láhev s držadlem, modrou stupnicí a modrým výpustným kohoutem

- Láhve se dodávají se standardním výpustným kohoutem

Technické parametry

Materiál:	HDPE
Vnitřní průměr hrdla:	50 mm



Láhev s výpustným kohoutem

Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr láhve (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 000	500	167	330	1	V084137
10 000	500	206	427	1	V084132
25 000	1 000	278	580	1	V084138
60 000	5 000	346	823	1	V084139

Příslušenství

Dva různé typy náhradních kohoutů a záslepka otvoru pro kohout

- Kohout s olivkou na hadici ani záslepka nejsou součástí dodávky, nutno objednat samostatně

Technické parametry

Materiál šroubovacího kohoutu:	modrý HDPE
Materiál kohoutu s olivkou:	modrý PP
Záslepka otvoru pro kohout:	bílý HDPE
Balení:	1 ks

Popis	Barva	Katalogové číslo
-------	-------	------------------

Standardní výpustný kohout (průměr 10 mm)	tmavě modrá	V076459
Kohout s olivkou na hadici*	světle modrá	V183794
Záslepka otvoru pro kohout	přírodní	V670625

*Kohout dodáváme s adaptérem pro našroubování do otvoru v láhvi



Výpustné kohouty



Standardní kohout



Kohout s olivkou a redukcí



Záslepka otvoru