

Láhev úzkohrdlá hranatá HDPE s víčkem GL32 | KAUTEX

S odtrhávacím bezpečnostním proužkem a víčkem s těsnící vložkou

- Láhve z přírodního HDPE s modrým víčkem vhodné i pro potraviny

Technické parametry

Materiál láhve:	HDPE
Materiál víčka:	HDPE
Materiál těsnícího septa:	PTFE
Vnější průměr víčka:	32 mm
Vnitřní průměr hrdla:	18,6 mm



Láhev úzkohrdlá hranatá HDPE s víčkem GL32

Objem (ml)	Rozměr (mm)	Výška bez víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	40 × 40	79,0	1	V310143
100	46 × 46	108,0	1	V310144
250	60 × 60	136,0	1	V310145
500	75 × 75	169,0	1	V310146