

Lahvička centrifugační širokohrdlá | NALGENE

Lahvička se šroubovacím víčkem



Lahvička centrifugační s plochým dnem

Lahvička s víčkem bez těsnění

- Čirá lahvička z PPCO s vynikající chemickou odolností
- Čirá lahvička z PC s mimořádnou mechanickou stabilitou
- Lahvička z FEP pro centrifugaci agresivních chemikálií při nízkých otáčkách

Technické parametry

Materiál lahvičky: PPCO (polypropylen kopolymer), PC (polykarbonát) a Teflon FEP

Materiál víčka: PP (polypropylen) - pro lahvičku z PPCO a PC Tefzel ETFE pro lahvičku z FEP

Plnění lahvičky: lahvička z PPCO a PC musí být plněna na 80 % celkového objemu lahvička z FEP musí být plněna na 100 % celkového objemu

Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Materiál	Max. přetížení (× g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	61,8 × 127,7	PPCO	13 200	4	N120250
250	61,8 × 127,6	PC	27 500	4	N122250
250	60,0 × 128,8	FEP	4 000	1	N127250
500	73,8 × 169,8	PPCO	4 800	4	N120500
500	69,5 × 170,2*	PPCO	4 800	4	N120950
500	69,5 × 169,6	PC	13 700	4	N122500
1 000	97,5 × 184,5	PPCO	7 100	4	N120100
1 000	97,7 × 179,0**	PPCO	7 100	4	N120110
1 000	97,6 × 188,4	PC	7 100	4	N122100
1 000	98,1 × 180,2**	PC	7 100	4	N122110

* plnit maximálně na 75 % celkového objemu

** centrifugační lahvička pro IEC rotory

Pro lahvičku 1000 ml lze objednat samostatné víčko se silikonovým těsněním - viz víčko pro centrifugační

lahvičku



Centrifugační lahvička s plochým dnem FEP



Centrifugační lahvička s plochým dnem PC



Centrifugační lahvička s plochým dnem PPCO

Lahvička centrifugační s těsnícím víčkem

Lahvička s dokonale těsnícím víčkem typu Oak Ridge

- Čirá lahvička z PPCO s vynikající chemickou odolností
- Čirá lahvička z PC s mimořádnou mechanickou stabilitou

Technické parametry

Materiál lahvičky:	PPCO (polypropylen kopolymer), PC (polykarbonát)
Materiál víčka:	PP (polypropylen) se silikonovým těsněním
Maximální použitelný objem:	80 % celkového objemu
Balení:	4 ks

Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Materiál	Max. přetížení (× g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	60,7 × 133,4	PPCO	27 500	4	N141250
250	61,5 × 135,1	PC	27 500	4	N140250
500	69,5 × 160,0	PPCO	13 700	4	N141500
500	69,5 × 160,0	PC	13 700	4	N140500



Centrifugační lahvička s těsnícím víčkem PC



Centrifugační lahvička s těsnícím víčkem PPCO

Víčko pro centrifugační lahvičku

Náhradní víčko se silikonovým těsněním typu Oak Ridge

- Víčko velikosti 63 mm je vhodné i pro lahvičku 1000 ml dodávanou s víčkem bez těsnění

Velikost (mm)	Objem lahviček	Vhodné pro lahvičky (kat. č.)	Balení (ks)	Katalogové číslo
58	250 ml	N140250 a N141250	2	N320058
63	500 a 1 000 ml	N141500 a N141500 N120100, N120110, N122100, N122110	2	N320063

Centrifugační zkušavky najdete v části "Zkušavky, kyvety".



Víčko pro centrifugační lahvičku