

Lahvička kultivační | NEST


Sterilní lahvičky pro kultivaci buněčných kultur

- Lahvičky z čirého PS pro snadné pozorování narostlých kultur
- Stupnice a matná popisovací plocha na straně láhve
- Snadno stohovatelné
- K lahvičkám lze zvolit standardní víčka bez filtru nebo víčka s hydrofobním membranovým filtrem (0,22 µm)
- Víčka s filtrem jsou optimální pro výměnu plynů s minimálním rizikem kontaminace
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogení, sterilizované E-paprskem (SAL=10⁻⁶)

Technické parametry

Materiál:

PS



Kultivační láhve pro suspenzní kultury | NEST

- Bez povrchové úpravy

Kultivační plocha (cm ²)	Typ víčka	Doporučený objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	bez filtru	5 - 7,5	20 x 10	N707011
25	s filtrem	5 - 7,5	20 x 10	N707013
75	bez filtru	15 - 22,5	20 x 5	N708011
75	s filtrem	15 - 22,5	20 x 5	N708013
175	bez filtru	35 - 52,5	8 x 5	N709011
175	s filtrem	35 - 52,5	8 x 5	N709013
225	bez filtru	45 - 67,5	5 x 5	N721011
225	s filtrem	45 - 67,5	5 x 5	N721013




Kultivační lahvičky bez povrchové úpravy

Kultivační láhve pro adherentní kultury | NEST

- Vnitřní povrch lahvičky uzpůsoben pro optimální adhezi a vysokou proliferaci buněk

Kultivační plocha (cm ²)	Typ víčka	Doporučený objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	bez filtru	5 - 7,5	20 x 10	N707001
25	s filtrem	5 - 7,5	20 x 10	N707003
75	bez filtru	15 - 22,5	20 x 5	N708001
75	s filtrem	15 - 22,5	20 x 5	N708003
175	bez filtru	35 - 52,5	8 x 5	N709001
175	s filtrem	35 - 52,5	8 x 5	N709003
225	bez filtru	45 - 67,5	5 x 5	N721001
225	s filtrem	45 - 67,5	5 x 5	N721003



Kultivační lahvičky s povrchovou úpravou