

Lahvička kultivační pro adheřující buňky se standardním víčkem bez filtru | GREINER BIO-ONE

Sterilní lahvička se speciálně upraveným povrchem pro zvýšení adheze kultivovaných buněk

- Standardní červené víčko bez filtru lze zcela uzavřít nebo nechat pootevřené ve ventilační poloze
- Široké šikmé hrdlo umožňuje snadný přístup k celé kultivační ploše
- Popisovací plochy a stupnice po straně lahvičky
- Nepyrogenní, bez detekovatelných DNáz, RNáz a lidské DNA, endotoxinů a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál: lahvička - speciálně povrchově upravený extra čistý PS, uzávěr - HDPE

Tepelný rozsah: -20 až +60 °C



Kultivační lahvička pro adheřující buňky

Kultivační plocha (cm ²)	Maximální objem (cm ³)	Pracovní objem (cm ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	50	5-10	20 × 10	R.CNA9.1
75	250	15-38	24 × 5	R.CNC1.1
175	550	20-45	10 × 5	R.CNC2.1
175	650	20-85	10 × 4	R.CNC3.1

*Lahvičky se čtvercovou mřížkou 4 × 4 mm na dně