


Lahvička kultivační pro suspenzní kultury s filtrem ve víčku | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační lahvička s hydrofobním povrchem ideálním pro suspenzní kultury

- V každém balení navíc standardní víčka bez filtru
- Hydrofobní membranový filtr v bílém víčku zajišťuje optimální výměnu plynů s minimálním rizikem kontaminace
- Nепyrogeenní, bez detekovatelných DNáz, RNáz a lidské DNA, endotoxinů a cytotoxických látek
- Široké šikmé hrdlo umožňuje snadný přístup k celé kultivační ploše
- Popisovací plochy a stupnice po straně lahvičky

Technické parametry

Materiál:	lahvička - speciálně povrchově upravený extra čistý PS, uzávěr - HDPE
Porozita filtru:	0,2 μm
Teplotní rozsah:	−20 až +60 °C



Lahvička kultivační pro suspenzní kultury s filtrem ve víčku

Maximální objem (cm ³)	Pracovní objem (cm ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	5-10	20 × 10	R.CNA6.1
250	15-38	24 × 5	R.CNA7.1
650	20-85	8 × 5	R.CNA8.1