

Lahvička kultivační s odnímatelnou vrchní částí a víčkem s filtrem | TPP

Znovu uzavíratelné sterilní lahvičky s odklopnou vrchní částí pro usnadnění přístupu ke kulturám

- Volitelně k dispozici s přepážkou, která vytváří růstovou plochu 115 cm²
- Lahvičky jsou k dispozici pouze s víčkem s filtrem (v případě uzavíratelného víčka by při zvýšení tlaku v lahvičce mohlo dojít k odklopení vrchní části)
- Lehce stohovatelné
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál:


PS



Lahvička kultivační s odnímatelnou vrchní částí a víčkem s filtrem



Odklopné víko, přepážka



Bezpečné stohování lahviček

Kultivační plocha (cm ²)	Typ	Objem (ml) Maximální / Doporučený	Rozměry D x Š x V (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
150	odklopné víko	100 / 15-45	210 x 122 x 50	18 (6 x 3)	N905520
115	odklopné víko, přepážka	100 / 15-33	210 x 122 x 50	18 (6 x 3)	N906520