

Lahvička scintilační PE

Nerozbitná lahvička pro scintilační přístroje

- Scintilační lahvičky Mini lze vložit do lahvičky Makro

Technické parametry

Typ	Objem	Typ víčka	Materiál	Rozměry (průměr × výška)
Makro	20 ml	vnější šroubovací	lahvička - polyethylen (PE) víčko - polypropylen (PP)	26,5 × 60,1 mm
Mini 5	5 ml	vnější šroubovací	Vysokohustotní polyethylen (HDPE)	14,0 × 53,0 mm
Mini 4	4 ml	vnější šroubovací	lahvička - polyethylen (PE) víčko - polypropylen (PP)	13,8 × 53,6 mm



Scintilační lahvičky 4 a 20 ml



Scintilační lahvička 5 ml

Typ	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Makro	20	1 000	K000933
Mini 5	5	2 000	R540451
Mini 4	4	2 000	K000934