


Lahvička kultivační třípatrová | NUNC

Sterilní kultivační lahvičky se třemi patry poskytují plochu pro kultivaci většího množství kultur

- Tři růstové povrchy poskytují celkovou kultivační plochu 500 cm² na stejné ploše, jako standardní kultivační lahvičky
- Speciální povrch Nunclon Δ zajišťuje trvalé optimální uchycení a růst buněčných kultur
- Standardní víčko bez filtru lze zcela uzavřít nebo nechat pootevřené ve ventilační poloze
- Doporučený pracovní objem je 200 ml
- Sterilní, bez pyrogenů a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál: lahvička - speciálně povrchově upravený extra čistý PS, uzávěr - HDPE



Popis	Víčko	Kultivační plocha (cm ²)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Lahvičky kultivační třípatrové	bez filtru	500	32	N132867
Lahvičky kultivační třípatrové	s filtrem	500	32	N132913