

LAKTALBUMIN HYDROLYZÁT

pro kultivaci laktobacilů, pro tkáňové kultury, produkci vakcín a fermentační procedury

CAS: 68458-87-7

- Laktalbumin se získává enzymatickou hydrolýzou mléčné syrovátky
- Obsahuje peptidy, aminokyseliny a karbohydráty, jak jednoduché, tak komplexní

Technické parametry

Teplota skladování:

+20 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	250 g	plast	R.7597.1
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.7597.2