

Lázeň chladicí CB-200D-IB | COLE-PARMER

Pro dlouhodobé udržování a inkubaci vzorků při teplotách nižších než je teplota místnosti

- Chlazení pomocí Peltierova článku
- Digitální nastavení teploty, oranžový pětimístný LED displej
- Ideální pro udržování reagentů při 4 °C po celou dobu pracovního dne
- Použitelné pro různý počet vzorků v nádobkách různého objemu
- Nádobky se vzorky fixované a chlazené v chemicky rezistentních keramických kuličkách
- Keramické kuličky je možné autoklávovat při teplotě max 134 °C
- Pro urychlení lze nádobu i s keramickými kuličkami vychladit přes noc v lednici

Technické parametry

Teplotní rozsah:	0,0 až 40,0 °C
Rozlišení displeje :	0,1 °C
Přesnost:	±1 °C
Rozměry vkladací vany (š x h x v) :	15.5 x 10.5 x 7 cm
Kapacita vkladací vany:	cca 60 mikrozkušavek 1,5 ml
Napájení:	100 - 230 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	240 x 190 x 225 mm
Hmotnost:	4,5 kg



Lázeň chladicí CB-200D-IB

Popis	Katalogové číslo
Chladicí lázeň CB-200D-IB	S601101
Vkladací vana	S601102
Autoklávovatelné keramické kuličky (1,7 kg)	S601103

Chladicí lázeň CB-200D-IB dodáváme včetně vkladací vany a keramických kuliček.