

Lázeň varná nemíchaná SBB Aqua Plus | GRANT

Analogové varné lázně s konstantním varem

- Vana z nerez oceli, vnější izolovaný plášť z plastů
- Regulátor spotřeby energie - umožňuje nastavení intenzity varu
- Topné těleso u dna oddělené od volného prostoru perforovaným stojánkem
- Sedlové víko zabraňuje nadbytečnému odpařování vody a odkapávání kondenzátu do ohřívaných nádobek
- Zařízení na udržování konstantní hladiny vody
- Pevně nastavená tepelná pojistka a uživatelem nastavitelná maximální dosažitelná teplota

Technické parametry

Teplota :	100 °C
Materiál víka:	modrý transparentní polykarbonát

Model	Objem	Vnější rozměry (š x d x v)	Topný výkon	Hmotnost
SBB Aqua 5 Plus	5 l	390 x 250 x 375 mm	1,5 kW	5,5 kg
SBB Aqua 12 Plus	12 l	390 x 385 x 440 mm	1,5 kW	7,8 kg
SBB Aqua 18 Plus	18 l	390 x 600 x 445 mm	2,0 kW	10,2 kg
SBB Aqua 26 Plus	26 l	390 x 600 x 445 mm	2,0 kW	11,0 kg



Lázeň SBB Aqua 5 Plus



Lázeň SBB Aqua 12 Plus



Lázeň SBB Aqua 26 Plus

Model	Objem (l)	Pracovní plocha (mm)	MIN/MAX pracovní hloubka (mm)	Katalogové číslo
SBB Aqua 5 Plus	5	145 x 290	50/125	G603305
SBB Aqua 12 Plus	12	315 x 290	50/125	G603312
SBB Aqua 18 Plus	18	495 x 290	50/125	G603318
SBB Aqua 26 Plus	26	495 x 290	70/175	G603326

Náhradní polykarbonátová a nerez víka na tyto lázně najdete v části nemíchané vodní lázně Grant

Stojánek na zkumavky a mikrozukmavky

- Pevné nerezové stojánky umožňující plné využití kapacity vodní lázně

Technické parametry

Rozměry stojánku J2:

22 x 10 x 9 cm

Lázeň	SBB Aqua 5 Plus	SBB Aqua 12 Plus	SBB Aqua 18 Plus	SBB Aqua 26 Plus
Maximální počet stojáneků	1	2	4	4

Model	Průměr zkumavek (mm)	Objem mikrozukmavek (ml)	Počet zkumavek	Počet mikrozukmavek	Katalogové číslo
J2-10	10	-	84	-	G231210
J2-13	13	-	55	-	G231213
J2-16	16	-	36	-	G231216
J2-19	19	-	32	-	G231219
J2-25	25	-	18	-	G231225
J2-30	30	-	12	-	G231230
J2-0.5	-	0,5	-	105	G231285
J2-1.5	-	1,5	-	65	G231255

Tyto stojánky je možno použít také pro lázně SUB Aqua Plus a JB Aqua Plus



Nerezový stojánek na zkumavky