

Lázeň vodní nemíchaná řadová | FALC

Dvoumístná, čtyřmístná a šestimístná řadová varná lázeň

- Sada 4 kroužků z nerez oceli, max. průměr otvorů 120 mm
- Vana z nerez oceli, hloubka lázně 100 mm
- Ochrana před přehřátím, nastavitelný regulátor hladiny vody

Technické parametry

Teplotní rozsah:	+30 až 120 °C
Nastavitelná teplota :	teplota okolí +5 až 120 °C
Přesnost:	±1,5 °C



Vodní nemíchaná řadová lázeň

Počet míst	Kapcita (l)	Rozměry (š x h x v) Vnitřní (mm)	Rozměry (š x h x v) Vnější (mm)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)	Katalogové číslo
2	4	335 x 135 x 100	455 x 200 x 300	0,7	7	N771040
4	8	650 x 135 x 100	775 x 200 x 300	1,4	11,2	N771041
6	12	980 x 135 x 100	1110 x 200 x 300	2,1	15	N771042