

Lázně vodní míchané pro nízké teploty LT ecocool™ | GRANT

Ekologicky šetrné míchané cirkulační lázně pro teploty -25 až +150 °C

- Lázně řady LT ecocool™ jsou vyráběny v Anglii a výrobce na ně poskytuje 3letou záruku
- Komplet sestávající z T ecocool™ topné kontrolní a regulační jednotky a R ecocool™ chlazené lázně
- Obě části mohou pracovat pouze spolu a nelze je použít pro chlazení nebo ohřev samostatně
- Výkonné aktivní chlazení v celém rozsahu teplot umožňuje rychlé zchlazení v případě potřeby
- Významná úspora energie až o 80 % oproti standardním kompresorovým zařízením
- Dva modely dodávané jako sady s kompletním příslušenstvím připravené k okamžitému použití
- Paměť pro 3 nastavení pracovní teploty, automatické vypnutí při překročení nastavitelné teploty

Technické parametry

Model	LT ecocool™ 100	LT ecocool™ 150
Teplotní rozsah	-20 až 100 °C	-25 až 150 °C
Templotní stabilita (při -10 °C)	±0,05 °C	±0,02 °C
Pumpa	17 l/min, 250 mbar	14-22 l/min (nastavitelný), 530 mbar
Obsah lázně	7 l	7 l
Kalibrace	2bodová	5bodová
Chladicí výkon (W) při 20/0/-10/-20 °C	227/190/115/41 W	415/227/117/71 W
Program	-	1 x 30 segmentů pomocí Labwise™
Časovač	1 min až 99 hod 59 min	1 min až 99 hod 59 min
Alarm	překročení max teploty	překročení min a max teploty
Displej	4 místný LED	barevný QVGA TFT
Příkon	2,07 W	2,76 W
Rozměry (š x h x v)	245 x 430 x 640 mm	245 x 430 x 640 mm
Hmotnost	29 kg	29 kg



LT ecocool™ 100



LT ecocool™ 150

Model	Teplota (°C)	Katalogové číslo
LT ecocool™ 100	-20 až 100	G610100

LT ecocool™ 150	-25 až 150	G610150
-----------------	------------	---------

Lázně řady LT ecocool™ dodáváme sestavené s kompletní sadou příslušenství včetně hadic, svorek a konektorů