

Lázně vodní míchané | COLE-PARMER

Pro temperování vzorků v baňkách, nebo zkumavkách ponořených přímo do lázně

- Vysoká stabilita nastavené teploty, nastavitelný teplotní vypínač pro ochranu před přehřátím
- Jednoduché ovládání
- Standardní provedení pro přišroubování na můstek kterékoliv lázně COLE-PARMER
- Plovákový vypínač hlídající minimální hladinu kapaliny
- Modulární systém skládající se ze závěsného termostatu a lázně do níž je termostat ponořen
- Pro udržování konstantní teploty při metodách citlivých na teplotní stabilitu

Technické parametry

Pro funkční systém lze objednat :

- závěsný termostat (topná a regulační jednotka pro temperování lázně) - nerezovou lázeň vhodného objemu - víko lázně pro teploty nad 60 °C - nastavitelný rošt - chladicí spirálu nebo chladicí jednotku pro teploty nižší než teplota místnosti



Termostat závěsný digitální IC-300

Termostaty závěsné digitální IC-300

- Digitální kontrola a nastavení teploty, čtyřmístný LED displej
- Model IC-300-10DDC - maximální teplota 120 °C, stabilita $\pm 0,01$ °C
- Model IC-300-20DDC - maximální teplota 200 °C, stabilita $\pm 0,005$ °C, zvětšený teplotní příkon pro rychlý ohřev
- Model IC-300-20HDC - maximální teplota 200 °C, stabilita $\pm 0,005$ °C, zvětšený teplotní příkon pro rychlý ohřev
- PID teplotní regulace, Pt teplotní čidlo
- RS232 - pouze model IC-300-20HDC

Technické parametry

Model	IC-300-10DDC	IC-300-20DDC	IC-300-20HDC
Teplotní rozsah	-40 °C až +120 °C	-40 °C až +200 °C	-40 °C až +250 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Stabilita (při 70 °C)	$\pm 0,01$ °C	$\pm 0,005$ °C	$\pm 0,005$ °C
Externí pumpa	10 l/min, 145 mbar	10 l/min, 145 mbar	10 l/min, 145 mbar
Topný výkon	1 000 W	1 800 W	1 800 W

Výška nad horní hranou lázně	145 mm	145 mm	145 mm
Rozměry (š x d x v)	237 x 124 x 260 mm	237 x 124 x 260 mm	237 x 124 x 260 mm
Hmotnost	3,9 kg	4,0 kg	4,0 kg

Popis	Katalogové číslo
Digitální termostat IC-300-10DDC	S600011
Digitální termostat IC-300-20DDC	S600020
Digitální termostat IC-300-20HDC	S600021



Termostat závěsný digitální IC-300

Lázeň pro závěsné termostaty WBU-200

Robustní nerezové lázně

- Lázně z nekorodující nerezové oceli
- Vnější plášť z lakované oceli s integrovanými úchyty pro přenášení
- Tvar lázně zabraňující vyšpláchnutí

Technické parametry

Maximální teplota: 200 °C

Model	Objem (l)	Rozměry (š x d x v) vnější (mm)	Rozměry (š x d x v) vnitřní (mm)	Volná plocha (mm)	Max/min hloubka (mm)
WBU-200-8	8	325 x 265 x 172	300 x 240 x 150	300 x 115	130/100
WBU-200-12	12	325 x 354 x 172	300 x 329 x 150	300 x 205	130/100
WBU-200-18	18	325 x 530 x 172	300 x 505 x 150	300 x 380	130/100
WBU-200-26	26	325 x 530 x 222	300 x 505 x 200	300 x 380	180/150
WBU-200-48	48	365 x 594 x 298	330 x 559 x 274	330 x 430	255/224

Model	Maximální objem (l)	Minimální objem (l)	Katalogové číslo
B-8	8	6	S621008
B-12	12	8,4	S621012
B-18	18	13,2	S621018
B-26	26	20,5	S621026
B-48	48	42,5	S621048

Lázně se dodávají včetně můstku pro připevnění termostatu.



Lázeň pro závěsné termostaty WBU-200

Příslušenství pro lázně

- Tvar sedlového víka pro zvětšení pracovního prostoru nad lázní
- Při teplotách nad 60 °C zabraňuje víko nadbytečnému odpařování vody z lázně
- Nastavitelný rošt pro snížení hloubky lázně

Technické parametry

Materiál: nerez ocel

Lázeň	Tvar víka	Katalogové číslo
B-8	Ploché víko	S660108
B-8	Sedlové víko	S671208
B-8	Nastavitelný rošt	S614008
B-12	Ploché víko	S660112
B-12	Sedlové víko	S671212
B-12	Nastavitelný rošt	S614012
B-18	Ploché víko	S660118
B-18	Sedlové víko	S671218
B-18	Nastavitelný rošt	S614018
B-26	Ploché víko	S660118
B-26	Sedlové víko	S671218
B-26	Nastavitelný rošt	S614026
B-48	Ploché víko	S660148
B-48	Sedlové víko	S671248
B-48	Nastavitelný rošt	S614048

