

LDS

dodecylsírán lithný, laurylsírán lithný
Aniontový detergent

CAS: 2044-56-6

Vzorec: C₁₂H₂₅OSO₃Li

- Pro speciální aplikace v molekulární biologii a pro uvolňování peptidů z proteinových komplexů
- V porovnání s SDS má LDS větší rozpustnost a za určitých podmínek jej může nahradit v PAGE


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

272,33

Bezp. věty (GHS):

H228-H318-H315-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	10 g	R.CN25.1
min 99 %, pro biochemii	25 g	R.CN25.2
min 99 %, pro biochemii	50 g	R.CN25.3